

Produktdatenblatt

WERO Replantat-Beutel

Ausführungen:	REF 220450 WERO Replantat-Beutel, Hand (30 x 25 cm) REF 220451 WERO Replantat-Beutel, Arm (70 x 25 cm) REF 220452 WERO Replantat-Beutel, Bein (110 x 40 cm)
Anwendungsbereich:	Optimale Aufbewahrung und sicherer Transport von Amputaten.
Produktbeschreibung:	Replantat-Beutel sind vor Keimen schützende und kühlbare „Verpackungen“ (Doppelwandbeutel), die dem sicheren Transport und der Aufbewahrung von Amputaten dienen. Um die Erfolgsaussichten einer Replantation zu erhöhen, kommt es u.a. auf den bestmöglichen Transport der betroffenen Person sowie des Amputats in die geeignete Klinik an. Bestmöglicher Transport des Amputats heißt: • Schutz vor mechanischen Einflüssen • Schutz vor zu hohen oder zu tiefen Temperaturen • Schutz vor Wasser oder anderen Substanzen • Schutz vor weiterer Keimbelastung
Materialien:	Beutel: LDPE, transparent Fäden: 100 % Baumwolle, weiß und blau
Eigenschaften:	• Sicheres Doppelwandsystem • Innenbeutel dient der trockenen, keimfreien Aufnahme des Amputats • Außenbeutel dient der Aufnahme des Kühlmittels • Amputat kommt nicht mit Kühlflüssigkeit in Verbindung • Geschmeidige und durchstoßfeste Folie (wichtig bei Knochensplintern) • Steril (Sterilisationsverfahren: Ethylenoxid)
Gebrauchsanweisung:	1. Abgetrenntes Körperteil in steriles Verbandmaterial hüllen. 2. Verpackung öffnen. Doppelwandbeutel entnehmen und entfalten. Innen- und Außenbeutel sind am Boden fest miteinander verbunden. 3. Abgetrenntes Körperteil in den Innenbeutel legen und diesen durch Zuziehen der beiden blauen Fäden gut verschließen. 4. Außenbeutel zu gleichen Teilen mit Eis und Wasser, Sofort-Kältekompressen oder künstlichem Eis füllen und durch Zuziehen der beiden weißen Fäden sicher verschließen.

Banken

Wiesbadener Volksbank
IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06
BIC WIBA DE 33

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT 33 33

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
ÖKOPROFIT

	5. Den Doppelwandbeutel an den Fäden (Innen- und Außenbeutel) aufhängen. Stark gefüllte, schwere Beutel zusätzlich unten und seitlich aufliegen lassen. 6. Bei längeren Transportwegen muss das entsprechende Kühlmittel nachgefüllt werden.
Warnungen:	Replantat-Beutel vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt lagern. Vor der Verwendung visuell auf Beschädigungen oder Verletzungen der Verpackungsintegrität prüfen. Nur zum einmaligen Gebrauch! Die Wiederverwendung eines Medizinprodukts, welches zum einmaligen Gebrauch bestimmt ist, ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten zur Wiederverwendung, kann ihre Sicherheit und Leistung beeinträchtigen. Die Produkte dürfen nicht erneut sterilisiert werden. Replantat-Beutel dürfen nur von qualifizierten Personen benutzt werden.
Meldung schwerwiegender Zwischenfälle:	Für Patienten:innen, Anwender:innen oder Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit identischer Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte gilt; wenn während der Verwendung dieses Produkts oder als Folge seiner Verwendung ein schwerwiegender Zwischenfall aufgetreten ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten sowie Ihrer nationalen Behörde.
Produktentsorgung:	Um das Risiko potenzieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten die Medizinprodukte gemäß den geltenden und lokalen Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.
Klassifizierung:	Medizinprodukt Klasse Is nach Anhang IX Richtlinie 93/42/EWG, CE 0373 (Übergangsbestimmungen werden angewendet)
Lagerung:	Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Trocken aufbewahren.
Haltbarkeit:	5 Jahre ab Datum der Sterilisation. Bitte beachten Sie das aufgebrachte Verfallsdatum.
Hersteller:	STS Medical Group AD, Industrial Area Sokolovetz, 2800 Sandanski, Bulgaria
Vertrieb durch:	WERO GmbH & Co KG, Idsteiner Str. 94, D-65232 Taunusstein

Stand: August 2024, V01, FÜ

Banken

Wiesbadener Volksbank
IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06
BIC WIBA DE 33

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE 33

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
ÖKOPROFIT