

schülke -t



gigazyme® X-tra

Enzymbasierter Hochleistungsreiniger mit desinfizierender Basiswirkung zur Reinigung von Endoskopen und chirurgischen Instrumenten.

Unser Plus:

- exzellente Reinigungsleistung kombiniert mit Personal und Umgebungsschutz
- geeignet für die Anwendung im Ultraschallbad
- sehr gute Materialverträglichkeit

Anwendungsgebiete

Die optimale Kombination aus hochwertigen Enzymen und einem innovativen Tensidsystem bewirkt eine exzellente Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten aller Art. Ergänzend bietet die desinfizierende Basiswirkung von gigazyme® X-tra Schutz vor Kontaminationen mit infektiösen Erregern wie bspw. HIV und HBV für Personal und Umgebung. [CE].

Anwendungsmethoden / -hinweise

gigazyme® X-tra ist ein Konzentrat und wird mit kaltem Wasser zu der gewünschten Konzentration verdünnt. Aufzubereitende Endoskope und Instrumente in die Gebrauchslösung legen, so dass die Oberfläche vollständig benetzt ist bzw. die Luft aus den Lumen vollständig entweicht. Nach der Reinigung Endoskope bzw. Instrumente sorgfältig mit Wasser spülen und weiter aufbereiten. Gebrauchslösung je nach Verschmutzung mindestens täglich erneuern. gigazyme® X-tra nicht mit Desinfektionsmitteln und anderen Reinigern mischen. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

Anwendungskonzentration / Einwirkzeit

Angabe aller Konzentrationen unter hoher Belastung. Konzentrationen gelten auch für die Anwendung im Ultraschallbad.

1 % 30 Minuten -> bakterizid, levurozid und begr. viruzid

2 % 15 Minuten -> bakterizid, levurozid und begr. viruzid

Um eine exzellente Reinigungsleistung und den bestmöglichen Personalschutz zu erzielen wird der Einsatz einer 2%igen Lösung empfohlen.

Produktdaten

100 g gigazyme® X-tra enthalten an wirksamen Bestandteilen:

7,7 g Didecyldimethylammoniumchlorid,
0,4 g Polyhexamethylenbiguanid

Kennzeichnung gem. VO (EG) 648/2004:

15 – 30 % nichtionische Tenside, Enzyme, Duftstoffe

Chemisch-physikalische Daten:

Konzentrat:

Aussehen:	grün
pH-Wert:	ca. 7,5 (20 °C)

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien:

- Xi** Reizend
- N** Umweltgefährlich
- R38** Reizt die Haut.
- R41** Gefahr ernster Augenschäden.
- R50/53** Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- S26** Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S39** Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- S61** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Für Ihre individuellen Fragen:
Customer Care
Telefon: +49 (0)40 521 00-666
E-Mail: info@schuelke.com

Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art.-Nr.
2 l-Flasche	5 x 2 l	129101
5 l-Kanister	1 x 5 l	129102